



2000166400

PONCEAU DE XILIDINA 2R (C.I. 16150)



$C_{18}H_{14}N_2Na_2O_7S_2$ | CAS [3761-53-3] | --- | EINECS 223-178-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Ponceau 2R

Fórmula de Hill: $C_{18}H_{14}N_2Na_2O_7S_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 480,43

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P281, P308 + P313

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H351

Se sospecha que provoca cáncer .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000166402	10 g	Vidrio	En stock
2000166403	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido rojo oscuro
Solubilidad (0,1% en agua)	Solución clara de color rojo
? máx.	500-510 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,10