



2000166600

AMARANTH (C.I. 16185)



$C_{20}H_{11}N_2Na_3O_{10}S_3$ | CAS [915-67-3] | NC 3204.12.00 | EINECS 213-022-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Azorubin S - Amaranto, Acid Red 27, Acido 3-Hidroxi-4-[(4-sulfo-1-naftalenil)azo]-2,7-naftalendisulfónico sal trisódica, Amaranto, Bordeaux S

Fórmula de Hill: $C_{20}H_{11}N_2Na_3O_{10}S_3$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 604,47

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 72 g/L a 25 °C.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000166602	10 g	Vidrio	En stock
2000166603	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón rojizo
? máx.	520-530 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,80-1,10