



2000166700

ROJO DE METILO (C.I. 13020) p.a. (A.C.S.)

$C_{15}H_{15}N_3O_2$ | CAS [493-52-7] | NC 2927.00.00 | EINECS 207-776-1



Imagen no disponible

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acid Red 2, Acido 2-[4-(Dimetilamino)Fenilazo]Benzoico

Fórmula de Hill: $C_{15}H_{15}N_3O_2$

Usos Analíticos: Indicador de pH.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 269,31

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Poco soluble en agua. Soluble en alcohol.

Punto de Fusión: 178-182°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/rojo-de-metilo-c-i-13020-p-a-a-c-s-1667-t1idv/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000166702	10 g	Vidrio	En stock
2000166705	100 g	Vidrio	En stock
2000166703	25 g	Vidrio	En stock
2000166704	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino rojo oscuro a violeta
Punto de fusión	179-182°C
Claridad de la solución alcohólica	Cumple
pH 4,2	Rosa
pH 6,2	Amarillo