



2000166900

VIOLETA DE GENCIANA (C.I. 42555)



--- | --- | NC 3204.13.00 | EINECS 208-953-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Mezcla de tetra, penta y hexametilpararosanilina cloruro, Violeta de cristal + Violeta de Metilo

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 50 g/L a 25 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:    

Consejos de Precaución: P273, P280, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302, H318, H351, H410

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

Se sospecha que provoca cáncer .

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000166908	1 000 g	PEAD	En stock
2000166902	10 g	Vidrio	En stock
2000166905	100 g	PEAD	En stock
2000166903	25 g	Vidrio	En stock
2000166906	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido verde oscuro
? máx.	589-594 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,98-1,30