



2000167000

(Alfa) NAFTOL Puro



Imagen no disponible

$C_{10}H_8O$ | CAS [90-15-3] | NC 2907.15.10 | EINECS 201-969-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Fenol naftílico, 1-Hidroxinaftaleno, 1-Naftalenol

Fórmula de Hill: $C_{10}H_8O$

Usos Analíticos: Determinación de azúcar.

Bibliografía: Merck Index 12.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 144,18

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 0,1 g/L a 20°C

Punto de Fusión: 95-97°C

Punto de Ebullición: ~ 288°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H312, H315, H318, H335

Nocivo por ingestión Nocivo en contacto con la piel.

Provoca irritación cutánea.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000167005	100 g	Vidrio	En stock
2000167006	250 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Escamas color blanco grisáceo a marrón claro
Título	? 99,0%
Solubilidad en alcohol	Cumple
Aptitud como reactivo de Molisch	Cumple
Intervalo de fusión	93,5-98,5°C
Agua (KF)	0,50%
Cenizas sulfúricas	0,5%