



2000167100

AMONIO HIDROXIDO p.a.



NH_4OH | CAS [1336-21-6] | NC 2814.20.00 | EINECS 215-647-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Amoníaco, Hidróxido Amónico

Fórmula de Hill: NH_4OH

Usos Analíticos: Buffer; Para ajuste de pH.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 35,05

Temperatura de Almacenaje: < 20°C

Solubilidad Acuosa: Soluble.

Punto de Ebullición: 100°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P305 + P351 + P338, P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H314, H400, H302, H335, H411

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Nocivo por ingestión Puede irritar las vías respiratorias.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000167108	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro
Título	26,0–30,0%
Sustancias que reducen el permanganato	Cumple
Residuo no volátil	0,05%
Dióxido de Carbono (CO ₂)	0,002%
Metales pesados (como Pb)	0,5 ppm
Hierro (Fe)	0,2 ppm