




2000167300

AZUL BRILLANTE DE CRESILO (C.I. 51010)



$C_{17}H_{20}ClN_3O_0.5ZnCl_2$ | CAS [81029-05-2] | NC 3204.13.00 | EINECS 279-675-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Mezcla de oxazinas (Aminodimetil Aminometil Difenoxazonio Cloruros)

Fórmula de Hill: $C_{17}H_{20}ClN_3O_0.5ZnCl_2$

Bibliografía: H.J. Conn's Biological Stains 9th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 385,96

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-brillante-de-cresilo-1673-082md/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000167302	10 g	Vidrio	En stock
2000167305	100 g	PEAD	En stock
2000167301	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo verde a azul oscuro
Solubilidad acuosa	Solución azul oscuro
? máx.	625-630 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,05-1,31