



2000167400

ACIDO SULFANILICO p.a.



$C_6H_7NO_3S$ | CAS [121-57-3] | NC 2921.42.10 | EINECS 204-482-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Anilin-4-Sulfónico -, Acido 4-Aminobencenosulfónico, Acido amidasulfónico

Fórmula de Hill: $C_6H_7NO_3S$

Usos Analíticos: Para determinación de nitrito.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 173,2

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se descompone a 288 °C sin fusionarse.

Solubilidad Acuosa: 1 g en 100 mL a 20 °C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-sulfanilico-p-a-1674-h4960/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H317, H319

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000167405	100 g	PEAD	En stock
2000167406	250 g	PEAD	En stock
2000167404	50 g	PEAD	En stock
2000167407	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	98,0-102,0%
Residuo después de ignición	0,05%
Insoluble en solución de sodio carbonato	0,02%
Cloruro (Cl)	0,002%