



2000167500

HIERRO (III) CLORURO 6-Hidrato p.a.



$\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10025-77-1] | NC 2827.33.00 | EINECS 231-729-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Para detección de aminoácidos en la orina.

Bibliografía: A.C.S.10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 270,3

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 37°C

Solubilidad Acuosa:: 92 g en 100 mL

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P313

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H318

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000167508	1 000 g	PEAD	En stock
2000167505	100 g	PEAD	En stock
2000167506	250 g	PEAD	En stock
2000167509	5 Kg	Cuñete + PE	En stock
2000167507	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido amarillo parduzco
Título	97,0-102,0%
Nitratos (NO3)	0,01%
Sulfato (SO4)	0,01%
Cobre (Cu)	0,003%
Magnesio (Mg)	0,005%
Potasio (K)	0,005%
Sodio (Na)	0,05%
Zinc (Zn)	0,003%
Ion (Fe2+)	Cumple