



2000167900

AMONIO CLORURO p.a.



NH_4Cl | CAS [12125-02-9] | NC 2827.10.00 | EINECS 235-186-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: NH_4Cl

Usos Analíticos: Electrolito.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 53,49

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Punto de Sublimación, 335 °C.

Solubilidad Acuosa: 39,5 g en 100 mL a 25 °C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/amonio-cloruro-p-a-1679-h9wbj/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H319

Nocivo por ingestión Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000167908	1 000 g	PEAD	En stock
2000167913	25 kg	Cuñete + PE	En stock
2000167906	250 g	PEAD	En stock
2000167907	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco
Título	? 99,5%
pH sol.(5%) a 25°C	4,5-5,5
Identificación A (Cloruro)	Cumple
Identificación B (Amonio)	Cumple
Tiocianato	Cumple
Pérdida por secado	0,5%
Residuo después de ignición	0,1%
Materia insoluble	0,005%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	2 ppm
Sulfato (SO4)	0,002%