



2000168000

SODIO ACETATO (Anhidro) p.a.



$C_2H_3NaO_2$  | CAS [127-09-3] | NC 2915.22.00 | EINECS 204-823-8

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Fórmula Química:**  $CH_3COONa$

**Fórmula de Hill:**  $C_2H_3NaO_2$

**Usos Analíticos:** Buffer.

**Bibliografía:** A.C.S. 10th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 82,03

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** 46,5 g en 100 mL a 20 °C.

**Punto de Fusión:** 324°C

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000168008 | 1 000 g      | PEAD            | En stock       |
| 2000168005 | 100 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000168013 | 25 kg        | Cuñete + PE     | En stock       |
| 2000168006 | 250 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000168007 | 500 g        | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                   | Especificación |
|----------------------------|----------------|
| Aspecto                    | Sólido blanco  |
| Título                     | ? 99,0%        |
| pH sol.(5%) a 25°C         | 7,0-9,2        |
| Materia insoluble          | 0,01%          |
| Pérdida por secado         | 1,0%           |
| Cloruro (Cl)               | 0,002%         |
| Sulfato (SO <sub>4</sub> ) | 0,003%         |
| Metales pesados (como Pb)  | 0,001%         |
| Hierro (Fe)                | 0,001%         |
| Magnesio (Mg)              | 0,002%         |