



2000168100

AMONIO OXALATO 1-Hidrato p.a. (A.C.S.)

(COONH₄)₂.H₂O | CAS [6009-70-7] | NC 2917.11.00 | EINECS 214-202-3



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: di-Amonio Oxalato 1-hidrato

Fórmula de Hill: (COONH₄)₂.H₂O

Usos Analíticos: Para determinación de calcio, plomo y metales raros de la tierra.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 142,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se descompone a 128°C

Solubilidad Acuosa: 5 g en 100 mL a 20°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P302 + P352

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

Declaraciones de Peligro: H302 + H312

Nocivo si se ingiere o por contacto con la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000168108	1 000 g	PEAD	En stock
2000168110	10 kg	Cuñete + PE	En stock
2000168105	100 g	PEAD	En stock
2000168106	250 g	PEAD	En stock
2000168107	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Título	99,0-101,0%
Materia insoluble	0,005%
Residuo por ignición	0,02%
Cloruro (Cl)	0,002%
Sulfato (SO ₄)	0,002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	2 ppm