




2000168600

FENOLFTALEINA (Indicador) p.a. (A.C.S.)



$C_{20}H_{14}O_4$ | CAS [77-09-8] | --- | EINECS 201-004-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 3,3-bis-(4-Hidroxifenil)Ftalida , 3,3-bis-(4-Hidroxifenil)-1-(3H)-isoBenzofuranona

Fórmula de Hill: $C_{20}H_{14}O_4$

Usos Analíticos: Indicador para valoraciones acidimétricas.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 318,33

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Casi insoluble.

Punto de Fusión:: 258-262°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/fenolftaleina-indicador-p-a-a-c-s-1686-ib68z/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P281, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H341, H350, H361f

Se sospecha que provoca defectos genéticos .

Puede provocar cáncer .

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000168605	100 g	PEAD	En stock
2000168603	25 g	Vidrio	En stock
2000168604	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco amarillento
Claridad de la solución alcohólica	Cumple
pH 8,0	Incoloro
pH 10,0	Rojo