



2000168800

PURPURA DE BROMOCRESOL (Indicador)

$C_{21}H_{16}Br_2O_5S$ | CAS [115-40-2] | NC 2934.99.90 | EINECS 204-087-8



Imagen no disponible

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 5',5''-Dibromo-o-Cresolsulfonftaleína

Fórmula de Hill: $C_{21}H_{16}Br_2O_5S$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 540,24

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 240°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000168802	10 g	Vidrio	En stock
2000168803	25 g	Vidrio	En stock
2000168801	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo rosado claro
Claridad de la solución	Cumple
pH 5,2	Amarillo
pH 6,8	Púrpura