




2000169000

NARANJA DE XILENOL (Indicador) p.a. (A.C.S.)



$C_{31}H_{28}N_2Na_4O_{13}S$ | CAS [3618-43-7] | NC 2934.90.00 | EINECS 222-805-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido o-Cresolsulfonftalein-3', 3''-Bis (Metiliminodiacético) Sal Tetrasódica

Fórmula de Hill: $C_{31}H_{28}N_2Na_4O_{13}S$

Usos Analíticos: Indicador.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 760,59

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/naranja-de-xilenol-p-a-indicador-ac-s-1690-m0066/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000169002	10 g	Vidrio	En stock
2000169003	25 g	Vidrio	En stock
2000169001	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo rojo oscuro a marrón oscuro
Claridad de la solución	Cumple
Aptitud para titular Zn	Cumple