



2000169200

VERDE BRILLANTE (C.I. 42040)



$C_{27}H_{34}N_2O_4S$ | CAS [633-03-4] | NC 3204.13.00 | EINECS 211-190-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Basic Green 1, Verde de Malaquita G, Verde Esmeralda

Fórmula de Hill: $C_{27}H_{34}N_2O_4S$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 482,64

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 100 g/L en agua a 20 °C.

Punto de Fusión: 210°C (descomposición)

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H319

Nocivo por ingestión Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000169202	10 g	Vidrio	En stock
2000169205	100 g	PEAD	En stock
2000169203	25 g	Vidrio	En stock
2000169204	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido verde a verde amarillento
? máx.	628-632 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,94-1,14