



2000169600

MAGNESIO SULFATO 7-Hidrato p.a.



$MgSO_4 \cdot 7H_2O$ | CAS [10034-99-8] | NC 2833.21.00 | EINECS 231-298-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sal de Epsom

Fórmula de Hill: $MgSO_4 \cdot 7H_2O$

Usos Analíticos: Preparación de soluciones estándares de magnesio.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 246,48

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Pierde 4 moléculas de H_2O a 70-80°C; 5 moléculas de H_2O a 100°C, 6 moléculas de H_2O a 120°C; y se vuelve anhidro a 250°C

Solubilidad Acuosa: 72 g en 100 mL a 20°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/magnesio-sulfato-7-h2o-p-a-1696-tjld/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000169608	1 000 g	PEAD	En stock
2000169605	100 g	PEAD	En stock
2000169606	250 g	PEAD	En stock
2000169609	5 Kg	Cuñete + PE	En stock
2000169607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Cristales incoloros
Título	98,0-102,0%
pH sol.(5%) a 25°C	5,0-8,2
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,005%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm