



2000169700

POTASIO PERMANGANATO p.a. (A.C.S.)



$KMnO_4$ | CAS [7722-64-7] | NC 2841.61.00 | EINECS 231-760-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Permangánico Sal Potásica

Fórmula de Hill: $KMnO_4$

Usos Analíticos: Agente oxidante.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 158,04

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 6,4 g en 100 mL a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P273

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H272, H302, H410

Puede agravar un incendio; comburente.

Nocivo por ingestión Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000169708	1 000 g	PEAD	En stock
2000169705	100 g	Vidrio	En stock
2000169706	250 g	PEAD	En stock
2000169707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido oscuro
Título	? 99,0%
Materia insoluble	0,2%
Cloruro y clorato (como Cl)	0,005%
Sulfato (SO ₄)	0,02%