



2000169900

POTASIO NITRATO p.a.



Imagen no disponible

KNO_3 | CAS [7757-79-1] | NC 2834.21.00 | EINECS 231-818-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: KNO_3

Usos Analíticos: Para preparación de soluciones estándar.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 101,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 32 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 334°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P221

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles, compuestos de metales pesados, ácidos y alcalis.

Declaraciones de Peligro: H272

Puede agravar un incendio; comburente.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000169908	1 000 g	PEAD	En stock
2000169905	100 g	PEAD	En stock
2000169906	250 g	PEAD	En stock
2000169907	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	4,5-8,5
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,002%
Sulfato (SO4)	0,003%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	3 ppm