



2000170200

FORMOL 10% V/V (Tamponado pH 7,00)



CH₂O | CAS [50-00-0] | --- | EINECS 200-001-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: CH₂O

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 30,03

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Miscible.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/formol-10-v-v-buffereado-1702-gxnct/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P202, P270, P272, P280, P301 + P310, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P307 + P311, P332 + P313, P362

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H317, H319, H335, H341, H350

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

Se sospecha que provoca defectos genéticos .

Puede provocar cáncer .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000170208	1 000 mL	PEAD	En stock
2000170210	10 L	Bag in Box	En stock
2000170209	5 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Identificación	Cumple
Densidad (20°C)	1,015-1,025
pH a 20°C	6,9-7,1