



2000170700

TINCIÓN DE PAS



--- | --- | --- | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Aplicable en cortes histológicos o en frotis de sangre y medula osea. Destinada para a la tincion de linfocitos, mucopolisacaridos y hongos. Tincion intensa y definida de color ROJO PURPURA

DATOS TÉCNICOS

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/tincion-de-pas-kit-listo-para-usar-1707-mvqhs/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000170705	Kit (2 x 100 mL)	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aptitud para tinción	Cumple