



2000171200

ETILENGLICOL p.a.



$C_2H_6O_2$ | CAS [107-21-1] | NC 2905.31.00 | EINECS 203-473-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol, Glicol

Fórmula de Hill: $C_2H_6O_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 62,07

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/etilenglicol-p-a-1712-unji3/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302, H373

Nocivo por ingestión Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000171208	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Densidad relativa a 20°C	1,113-1,116
Título	? 99,0%
Residuo después de ignición	0,005%
Acidez (como CH ₃ COOH)	0,01%
Cloruro (Cl)	5 ppm