



2000180100

DILUYENTE PARA GLOBULOS BLANCOS (Rec. Manual)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/diluyente-globulos-blancos-2-x-50-ml-rec-manual-1801-3e85o/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H319

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000180104	50 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro color azul
Densidad (20°C)	1,030-1,050
pH a 25°C	1,0-2,0