




2000180900

AZUL BRILLANTE DE CRESILO (Solución Identificación de Reticulocitos en G.R.)



--- | --- | NC 3204.13.00 | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-brillante-de-cresilo-solucion-x-25-ml-1809-i2jyw/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000180903	25 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color azul oscuro
Densidad	1,000-1,020
pH	7,0-7,4
? máx.	620-635 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,00-1,35