



2000200000

DETERGENTE NO-IONICO



--- | --- | NC 3402.20.90 | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/detergente-no-ionico-2000-5ix6b/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000200008	1 000 mL	PEAD	En stock
2000200009	5 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso claro
Densidad (20°C)	1,0040-1,0070
pH solución 5%	5,0-8,0
Fosfatos (PO4)	0,002%