



2000200200

TRITON X-100



--- | CAS [9002-93-1] | NC 3402.13.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Eter Octilfenólico del Decaetilenglicol, Eter mono[p-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)Fenílico]del Polietilenglicol, Octoxinol

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Disolver el producto en agua destilada a una temperatura de 70/80°C, con agitación lenta.

Punto de Fusión:: 7°C

Punto de Ebullición:: 270°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/triton-x-100-2002-ipfhv/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P305 + P351 + P338

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H318, H411

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000200208	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000200205	100 mL	Vidrio	En stock
2000200207	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Apariencia	Líquido incoloro viscoso
Densidad (25°C)	1,04-1,07
pH sol.(5%) a 25°C	5,0-7,5
Agua	máx. 0,50%