



2000200300

TWEEN 20



$C_{58}H_{114}O_{26}$ | CAS [9005-64-5] | NC 3402.13.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Polioxietilensorbitano Monolaurato, Polioxietilen 20 Sorbitan mono-Laurato, Polisorbato 20

Fórmula de Hill: $C_{58}H_{114}O_{26}$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 1228

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 100 g/L en agua a 25 °C.

Punto de Ebullición: > 100°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/tween-20-2003-21tjw/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000200308	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000200307	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido amarillento
Identificación	Cumple
pH (5% en agua) a 25°C	5,0-7,0
Densidad (25°C)	1,080-1,120
Residuo después de ignición	máx. 0,25%
Agua	máx. 3,00%