



2000200400

TWEEN 80



--- | CAS [9005-65-6] | NC 3402.13.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Polioxietilen 20 Sorbitan mono-Oleato, Polisorbato 80

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/tween-80-2004-bf65p/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000200408	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000200406	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido amarillo
Identificación	Cumple
pH (5% en agua) a 25°C	6,0-7,0
Densidad (25°C)	1,060-1,090
Residuo después de ignición	0,25%
Agua	3,00%