



2000203000

DETERGENTE EN POLVO



--- | CAS [68411-30-3] | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp.Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/detergente-en-polvo-bolsa-x-500-g-2030-fwwh8/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000203015	500 g	Film (PE)	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo blanco amarillento
pH (1% en agua) a 25°C	8,0-10,0
Materia activa	78,0-82,0%
Humedad	máx. 5,0%