




2000203100

SULFOCLEAN® (Solución limpiadora de material de vidrio, sin trióxido de cromo)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Miscible, libera mucho calor.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305+P352+P313, P309 + P310

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua y jabón abundantes y consultar a un médico.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H290, H314

Puede ser corrosivo para los metales.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000203108	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido incoloro a levemente pardo, libre de partículas en suspensión
Densidad	1,200-1,400
Poder oxidante	Cumple