



2000203200

DETERGENTE ALCALINO (Sin Fosfatos) (Nueva Fórmula)



--- | --- | NC 3402.20.90 | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Ventajas Técnicas:: Biodegradable.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/detergente-alcaino-sin-fosfatos-2032-ypnjo/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305+P352+P313

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua y jabón abundantes y consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H315, H319

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000203208	1 000 mL	PEAD	En stock
2000203209	5 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso claro
pH solución 5%	10,0-12,0
Densidad (20°C)	1,005-1,025
Álcali libre (como NaOH)	0,5-1,5%
Fosfatos (PO4)	máx. 0,002%