



2000203300

DETERGENTE NEUTRO (Sin Fosfatos) (Nueva Fórmula)



--- | --- | NC 3402.20.90 | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Ventajas Técnicas:: Biodegradable.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/detergente-neutro-sin-fosfatos-2033-rftid/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000203308	1 000 mL	PEAD	En stock
2000203309	5 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso claro
pH solución 5%	5,5-8,0
Densidad (20°C)	1,0040-1,0070
Fosfatos (PO4)	máx. 0,002%