



2000350300

ANTICOAGULANTE E (para Hematología y Química Clínica)



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/anticoagulante-e-x-50-ml-para-hematologia-y-quimica-clinica-3503-oojsj/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000350304	50 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Densidad (20°C)	1,050-1,100
pH a 25°C	7,1-7,3