



2000927000

BATERIA DE COLORACION DE ACERO 4 CUBETAS



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Soporte de coloración de alta capacidad con espacio para 4 cubetas.

Funciones: Facilita protocolos de tinción multietapa continuos y de alto volumen.

Especialidades: Histopatología, Citodiagnóstico, Hematología y laboratorios centrales.

Material: Acero inoxidable de grado laboratorio, resistente a corrosión y solventes.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000927000	1 Unidad	Cartón	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Cumple