



2000929100

SILICA GEL ESFERICO 3-5mm (con Indicador de Humedad)



--- | CAS [7631-86-9] | NC 2811.22.00 | EINECS 231-545-4

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/silicagel-esferico-con-indicador-de-humedad-3-5-mm-9291-ghneb/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000929108	1 000 g	PEAD	En stock
2000929107	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Esferas azules
Apariencia al saturarse	Esferas rosadas
Temperatura de Regeneración	180-200°C
Tiempo de Regeneración	4-5 hs
Pérdida por Calcinación	6,0%