



2000929300

ALCOHOL (iso) PROPILICO H.P.L.C.



C_3H_8O | CAS [67-63-0] | NC 2905.12.00 | EINECS 200-661-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C_3H_8O

Usos Analíticos: Solvente orgánico

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 60,10

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición: 83°C

Solubilidad Acuosa: Miscible

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/alcohol-isopropilico-hplc-9293-keuj6/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P223, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H225, H319, H336

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000929308	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000929309	4 L	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 99,5%
Densidad (20°C)	0,785-0,790
Solubilidad en agua	Cumple
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0,001%
Acido o base titulable	0,0001 meq/g
Agua	0,20%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
400 ?(nm)	Abs. ? 0,01
330 ?(nm)	Abs. ? 0,01
300 ?(nm)	Abs. ? 0,02
275 ?(nm)	Abs. ? 0,03
260 ?(nm)	Abs. ? 0,04
245 ?(nm)	Abs. ? 0,08
230 ?(nm)	Abs. ? 0,20
220 ?(nm)	Abs. ? 0,40
210 ?(nm)	Abs. ? 1,00