



2000929600

n-HEPTANO H.P.L.C



C₇H₁₆ | CAS [142-82-5] | NC 2901.10.90 | EINECS 205-563-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C₇H₁₆

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 100,21

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Característico

Solubilidad Acuosa:: Inmiscible

Punto de Ebullición:: 98,4°C

Punto de Fusión:: -90,6°C

Punto de Inflamación:: -4°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P273, P331, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P403 + P235

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Evitar su liberación al medio ambiente.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

Declaraciones de Peligro: H225, H304, H315, H336, H410

Líquido y vapores muy inflamables.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000929608	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000929609	4 L	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 99,0%
Densidad (20°C)	0,683-0,685
Color (APHA)	10
Acidez	Cumple
Residuo después de evaporación	máx. 0,001%
Agua	0,01%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
400 ?(nm)	Abs.? 0,01
260 ?(nm)	Abs.? 0,01
230 ?(nm)	Abs.? 0,05
220 ?(nm)	Abs.? 0,15
210 ?(nm)	Abs.? 0,40
197 ?(nm)	Abs.? 1,00