



2000930000

POTASIO DICROMATO p.a.



$K_2Cr_2O_7$ | CAS [7778-50-9] | NC 2841.50.00 | EINECS 231-906-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $K_2Cr_2O_7$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 294,18

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P260, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P341, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H272, H301, H312, H314, H317, H330, H334, H335, H340, H350, H360Df, H372, H410

Puede agravar un incendio; comburente.

Tóxico en caso de ingestión.

Nocivo en contacto con la piel.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Mortal en caso de inhalación.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Puede irritar las vías respiratorias.

Puede provocar defectos genéticos .

Puede provocar cáncer .

Puede dañar al feto.

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000930008	1 000 g	PEAD	En stock
2000930005	100 g	PEAD	En stock
2000930006	250 g	PEAD	En stock
2000930007	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido Anaranjado Rojizo
Título	? 99,0%
Materia insoluble	0,015%
Pérdida por secado	0,05%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sulfato (SO4)	0,02%