



2000933700

AGUA PURIFICADA Tipo II CLSI



H₂O | CAS [7732-18-5] | NC 2853.00.10 | EINECS 231-791-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: H₂O

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 18,016

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/agua-purificada-tipo-ii-clsi-x-10000-ml-9337-js5hu/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000933710	10 L	Bag in Box	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido límpido e incoloro, inodoro e ínsipido
pH	5,0-7,0
Conductividad a 25°C	< 1 µS/cm
Bacterias	< 10 CFU/mL
Sílice	< 0,1 mg/L
Sólidos totales	< 1 mg/L
Carbono Orgánico Total Oxidable	< 0,2 mg/L
Cloruro (Cl)	< 0,4 ppm
Sulfato (SO ₄)	< 1,0 ppm
Amoniacó	Cumple
Metales pesados (como Pb)	< 0,01 ppm
Calcio (Ca)	Cumple
Nitrato	< 0,4 ppm