



2000934000

SODIO BISULFATO 1-Hidrato p.a.



$\text{NaHSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | CAS [10034-88-5] | NC 2833.19.00 | EINECS 231-665-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Hidrógeno Sulfato 1-H₂O

Fórmula de Hill: NaHSO₄.H₂O

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 138,07

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 670 g/L a 20°C

Punto de Fusión: 58°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P305 + P351 + P338

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H318

Provoca lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000934006	250 g	PEAD	En stock
2000934007	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título (como Ácido Sulfúrico)	34,0-36,0%
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	0,002%