



2000934300

ESTANNOSO CLORURO 2-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10025-69-1] | NC 2827.39.10 | EINECS 231-868-0



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Estaño (II) Cloruro 2-Hidrato

Fórmula de Hill: $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Agente reductor

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 225,63

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 118 g en 100 mL a 0°C

Punto de Fusión: 37-38°C cuando es calentado rápidamente

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P309 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H302, H314, H317

Nocivo por ingestión Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000934308	1 000 g	PEAD	En stock
2000934306	250 g	PEAD	En stock
2000934307	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco apagado
Título	98,0-103,0%
Solubilidad en ácido clorhídrico	Cumple
Sulfato (SO4)	Cumple
Calcio (Ca)	0,005%
Hierro (Fe)	0,003%
Plomo (Pb)	0,01%
Potasio (K)	0,005%
Sodio (Na)	0,01%