



2000934400

AMONIO SULFATO p.a. (A.C.S.)



(NH₄)₂SO₄ | CAS [7783-20-2] | NC 3102.21.00 | EINECS 231-984-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: (NH₄)₂SO₄

Usos Analíticos: Para mezclas de congelación.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 132,14

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 75 g en 100 mL a 20°C

Punto de Fusión: 280°C, con descomposición

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000934408	1 000 g	PEAD	En stock
2000934406	250 g	PEAD	En stock
2000934407	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido incoloro
Título	? 99,0%
pH (5% en agua) a 25°C	5,0-6,0
Materia insoluble	0,005%
Residuo después de ignición	0,005%
Cloruro (Cl)	5 ppm
Nitrato (NO ₃)	0,001%
Fosfato (PO ₄)	5 ppm
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm