



2000935200

MAGNESIO CLORURO 6-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$MgCl_2 \cdot 6H_2O$ | CAS [7791-18-6] | NC 2827.31.00 | EINECS 232-094-6



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $MgCl_2 \cdot 6H_2O$

Usos Analíticos: Ajuste de la fuerza de iones.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 203,30

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 167 g en 100 mL

Punto de Fusión: 115°C, con descomposición

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000935208	1 000 g	PEAD	En stock
2000935205	100 g	PEAD	En stock
2000935213	25 kg	Cuñete + PE	En stock
2000935206	250 g	PEAD	En stock
2000935207	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido incoloro, delicuescente
Título	99,0-102,0%
Materia insoluble	0,005%
Nitrato (NO3)	0,001%
Fosfato (PO4)	5 ppm
Sulfato (SO4)	0,002%
Amonio (NH4)	0,002%
Bario (Ba)	0,005%
Calcio (Ca)	0,01%
Manganeso (Mn)	5 ppm
Potasio (K)	0,005%
Sodio (Na)	0,005%
Estroncio (Sr)	0,005%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm