



2000935400

PLOMO (II) ACETATO 3-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$Pb(CH_3COO)_2 \cdot 3H_2O$ | CAS [6080-56-4] | NC 2915.29.00 | EINECS 206-104-4



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Azúcar de plomo, Diacetato de plomo, Etanoato de plomo (II), Sal de Saturno

Fórmula de Hill: $Pb(CH_3COO)_2 \cdot 3H_2O$

Usos Analíticos: Para detección de sulfuro, cromato y trióxido de molibdeno.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 379,34

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 84 g en 100 mL a 40°C

Punto de Fusión: 75°C, se descompone a 200°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P201, P273, P281, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H373, H410, H360Df

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Puede dañar al feto.

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000935408	1 000 g	PEAD	En stock
2000935405	100 g	PEAD	En stock
2000935406	250 g	PEAD	En stock
2000935407	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	99,0-103,0%
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	5 ppm
Nitratos y Nitritos (como NO3)	0,005%
Calcio (Ca)	0,005%
Cobre (Cu)	0,002%
Hierro (Fe)	0,001%
Potasio (K)	0,005%
Sodio (Na)	0,01%