



2000936400

ACIDO 1-OCTANOSULFONICO SAL SODICA 1-Hidrato H.P.L.C. (I.P.C.)



$C_8H_{17}SO_3Na.H_2O$ | CAS [207596-29-0] | --- | EINECS 226-195-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio 1-Octanosulfonato monohidrato

Fórmula de Hill: $C_8H_{17}SO_3Na.H_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 234,28

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000936403	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino cristalino blanco
Título	≥ 99,0%
Solubilidad (10% en agua)	Solución clara e incolora
Agua	7,00-9,00%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
200 nm	≤ 0,300
210 nm	≤ 0,200
220 nm	≤ 0,100
230 nm	≤ 0,075
240 nm	≤ 0,050
250 nm	≤ 0,050