



2000936500

ACIDO 1-OCTANOSULFONICO SAL SODICA H.P.L.C. (I.P.C.)



$C_8H_{17}SO_3Na$ | CAS [5324-84-5] | --- | EINECS 226-195-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio 1-Octanosulfonato

Fórmula de Hill: $C_8H_{17}SO_3Na$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 216,28

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000936503	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino cristalino blanco
Título	? 98,0%
Agua	máx. 2,00%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
200 ?(nm)	? 0,100
210 ?(nm)	? 0,050
220 ?(nm)	? 0,030
230 ?(nm)	? 0,020
240 ?(nm)	? 0,010
250 ?(nm)	? 0,010
260 ?(nm)	? 0,010