



2000936600

ROJO NILO



Imagen no disponible

$C_{20}H_{18}N_2O_2$ | CAS [7385-67-3] | --- | EINECS 230-966-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 9-diethylamino-5H-benzo-alpha-phenoxazine-5-one, Nile Blue A Oxazone

Fórmula de Hill: $C_{20}H_{18}N_2O_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 318,38

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/rojo-nilo-9366-77vyh/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000936602	10 g	Vidrio	En stock
2000936601	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino marrón verdoso a verde
Punto de fusión	203-205°C
? máx.	550-555 nm