



2000936700

SODIO LAURIL SULFATO p.a.



$C_{12}H_{25}NaO_4S$ | CAS [151-21-3] | NC 3420.11.90 | EINECS 205-788-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Dodecilo Sulfato sal Sódica, Laurilsulfato Sal Sódica, Sodio Dodecilo Sulfato, SDS

Fórmula de Hill: $C_{12}H_{25}NaO_4S$

Usos Analíticos: Separación de proteínas y de lípidos por electroforesis, agente humectador.

Bibliografía: Farmacopea Europea 7ma Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 288,38

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sodio-laurilsulfato-p-a-9367-00vu3/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P261, P280, P312, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H318, H335, H412

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede irritar las vías respiratorias.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000936708	1 000 g	PEAD	En stock
2000936705	100 g	PEAD	En stock
2000936706	250 g	PEAD	En stock
2000936707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a levemente amarillento
Identificación	Cumple
Título	? 85,0%
Sodio cloruro y Sodio sulfato	máx. 8,0%
Alcalinidad	Cumple