



2000936900

EOSINA AMARILLENTO ALTO CONTRASTE



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/eosina-amarillento-alto-contraste-9369-6j874/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P280, P303 + P361 + P353

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

Declaraciones de Peligro: H225

Líquido y vapores muy inflamables.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000936908	1 000 mL	PEAD	En stock
2000936907	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido anaranjado-rojizo
Densidad (20°C)	0,800-0,820
pH a 25°C	3,5-5,5
? máx.	525-535 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,15-1,35