



2000937100

EOSINA AMARILLENTO 0,5% Acuosa



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/eosina-amarillento-05-acuosa-9371-a346h/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000937108	1 000 mL	PEAD	En stock
2000937107	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color anaranjado a rosa
Densidad (20°C)	1,000-1,010
pH a 25°C	3,5-5,5
? máx.	515-525 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,40-1,80